



MACTEEP
PROFESSIONNEL

KIT MOUSSE

HYGIENE DES SANITAIRES

Caractéristiques

Liquide transparent
pH environ 1,5 à 10g / l
Densité : 1,090 g/ cm³ à 20 °C

Utilisation

MACTEEP KIT MOUSSE redonne un aspect neuf aux WC et urinoirs. Par son acidité associée à son pouvoir mouillant et détergent, il agit rapidement sur les dépôts minéraux et organiques incrustés sur les parois. MACTEEP KIT MOUSSE les dissout, les décolle et les émulsionne sans rayer ni ternir.

Mode d'emploi - dosage

MACTEEP KIT MOUSSE s'emploie pur.
Imprégner la vadrouille de mousse en pressant le flacon.
Appliquer de façon régulière la mousse sur les parois de la cuvette.
Laisser agir quelques minutes, frotter puis tirer la chasse d'eau.
Rincer la vadrouille.

Réglementation – précautions d'emploi

Produit corrosif.
Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser sur des surfaces émaillées autres que celles des WC et urinoirs
Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004)
Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche données de sécurité du produit.

Réf. 1261 – UV : 2 x 5 L (avec set applicateur et vadrouille)