



MACTEEP
PROFESSIONNEL

RF 95

**Liquide de rinçage pour machine
toutes eaux**

HYGIENE DE LA CUISINE

Caractéristiques

Liquide limpide bleu

pH à 1 %: 6.25 ± 0.75

Densité : $1.005 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$

Pouvoir moussant : non moussant à chaud à 1 %

Utilisation

MACTEEP RF 95 permet d'éliminer les résidus de produit de lavage et permet l'accélération du séchage de la vaisselle. Il évite la formation de traces ou voiles et donne de l'éclat à la vaisselle. MACTEEP RF 95 est prévu pour une utilisation en toutes eaux en machine.

Mode d'emploi - dosage

Dosage en machine :

- Ménagère : remplir le doseur prévu à cet effet.
- Industrielle : en injection automatique, à raison de 0.2 à 0.4 gr par litre d'eau.

Réglementation – précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.

Tenir hors de portée des enfants. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n°0620) : +33 (0) 33 83 32 36 36 – N°de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : +33(0)1 45 42 59 59.

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 08.09.1999)

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Réf. 77500 – UV : 20 L