



Conditionnement :
SUP3DN2-5 – Carton de 2 x 5L
Nombre de cartons / couches : 16
Nombre de couches : 3

PICTO :



FT SUPER 3D NEUTRE CONCENTRE 2% - 5L

Lavage et désinfection en 1 seul geste

Base détergent : **lavage** + Bactéricide, levuricide, fongicide, virucide : **désinfection**

Désinfectant pour les **surfaces**, matériaux, équipements et mobilier urbains.
Également efficace pour désinfecter les **espaces publics**.

Sur **tous types de surfaces** (sols, murs, toilettes...) en collectivité, bureaux, industries, CHR (Café, hôtels, restaurants), milieux hospitaliers et médicaux (zones non sensibles).

MODE D'EMPLOI

- Préparer la solution à 2% soit 10 cl dans 5L d'eau
- Appliquer, pulvériser ou nébuliser la solution sur les surfaces à traiter
- Laisser agir de 5 à 15 minutes

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide incolore

pH : ≈ 8

Densité : 1,05

Contact denrées alimentaires et aliments pour animaux : OUI* (après rinçage ou séchage complet)

NORMES

EN 14476 **VIRUCIDE** : Temps de contact 30s agit en 5 min.

EN 1276 – EN 13697 **BACTERICIDE** / EN 1650 – EN 13697 **LEVURICIDE** et **FONGICIDE** :
Temps de contact 15 min

Informations additionnelles

Code EAN produit : 3500590007542
Dimensions produit : L 14 x P 19 x H 25
Poids produit : 5 kg

Code EAN carton : 3500590017190
Dimensions carton : L 27,6 x P 18,5 x H 30,9
Poids carton : 10 kg

Code douanier : 38089490

5L

Le produit est Conforme à Arrêté du 19 décembre 2013 et textes ultérieurs sur les produits de nettoyage pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

37 rue Gustave Eiffel
95190 Goussainville
France

Tel : 03.44.63.66.66
Fax : 06.44.63.66.67
contact@jagprima.com

Jagprima.com





Norme EN 14476
Dosage 2%

Virucide
Spectre total

SOUCHES

Adénorivirus type 5
Norovirus murin
Poliovirus sabin

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

Norme EN 14476
Dosage 0,5%

Virucide
Spectre limité

SOUCHES

Adénorivirus type 5
Norovirus murin
Rotavirus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 30 min

Norme EN 14476
Dosage 1%

Virucide
Virus enveloppés

SOUCHES

HIV1 (virus de la
vaccin)
Coronavirus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 14476
Dosage 0,5%

Virucide

SOUCHES

H1N1 (virus influenza)

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1276
Dosage 0,25%

Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas
aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

Norme EN 1650
Dosage 0,25%

Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

Norme EN 13697
Dosage 0,25%

**Bactéricide
Levuricide**

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Candida Albicans

TEST

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

